

MOBILIFT M6 CONNECT de LPG

Attirer une nouvelle clientèle, optimiser l'occupation de vos cabines, fidéliser votre clientèle, augmenter votre chiffre d'affaires, c'est ce que vous propose LPG avec le «Mobilift M6 Connect» !



Exclusivement dédié aux professionnels de l'esthétique, «Mobilift M6 Connect» s'offre un nouveau look et se veut plus moderne et fonctionnel. Équipé d'une nouvelle interface dynamique et interactive, «Mobilift M6 Connect» possède plus de 30 protocoles, d'une durée de 10 à 75 minutes, pour traiter de manière 100 % naturelle les zones du visage, du cou, du décolleté et des mains. La tête de soin brevetée intégrée réalise un véritable fitness cutané pour réactiver la production de collagène, d'élastine (+ 46 %) et d'acide hyaluronique endogènes (+ 80 %).

Grâce à une carte de soins innovante et variée, la marque LPG vous permet de proposer une solution beauté anti-âge adaptée à chaque profil. Vous pouvez associer le soin Endermologie à l'ensemble de vos prestations (modelage, manucurie...) pour apporter une nouvelle expérience sensorielle à votre clientèle et/ou booster les résultats d'un protocole de soin.

En complément de l'appareil, vous bénéficiez d'une nouvelle application sur tablette (Endermoscan), dotée de nombreuses fonctionnalités :

- diagnostic visage,
- bilan photo avant/après,
- création de programmes de soins sur-mesure,
- suivi du planning des séances,
- ordonnance cosmétiques Endermologie.

VÉRITABLE OUTIL CLÉ EN MAIN

Vous valorisez ainsi vos prestations en proposant un accompagnement global et sur-mesure pour une plus grande qualité de soin et une efficacité optimale.

Complètement connectés, la tablette de diagnostic et l'appareil «Mobilift M6 Connect» peuvent échanger en quelques clics. Vous accédez aux programmes personnalisés de votre cliente sur l'interface de l'appareil. Les mises à jour logiciel se font instantanément afin de garantir la meilleure expérience de soin possible. Compact et portable, l'appareil «Mobilift M6 Connect» s'adresse aussi bien aux instituts de beauté disposant d'un espace réduit qu'à ceux souhaitant animer leur point de vente en lançant un concept hors cabine.

Si votre institut est équipé de deux cabines de soins, la marque LPG a mis au point Endermoduo. Grâce à la combinaison des appareils «Cellu M6 Alliance» et «Mobilift M6 Connect», vous pouvez ainsi doubler vos postes de travail et dynamiser votre activité.

Prix de vente conseillé du soin visage Endermologie : 60 € pour une séance de 30 min.

www.lpgsystems.com



LIGHT VELVET AIR MIST de Make Up For Ever

Neutralisez la brillance, révélez la personnalité de vos clientes grâce au spray «Light Velvet Air Mist» ! A vos pschitts, prêts, matifiez !

Make Up For Ever et ses make-up artists cherchent en permanence à satisfaire les plus hautes exigences. Ils se sont donné pour mission d'accompagner les besoins des passionnés du maquillage toujours en quête de nouveautés, en créant des produits ultra performants.

Make Up For Ever vient de relever un nouveau défi maquillage en lançant «Light Velvet Air Mist», le premier spray anti-brillance rafraîchissant qui fixe le maquillage pour un fini frais, lumineux et un résultat longue durée.

Que ce soit pour une utilisation professionnelle ou pas, les pré-occupations ne sont pas tout à fait les mêmes. Vos clientes veulent un grain de peau lisse et mat, un fini naturel, sans effet plâtre, et sans dessécher la peau.

Quant aux make-up artists de Make Up For Ever, ils cherchent à préserver l'éclat naturel et frais de la peau en superposant des produits matifiants. L'objectif ultime ? Un teint zéro brillance, en particulier lorsqu'il fait chaud et humide.

«Light Velvet Air Mist» est un véritable allié anti-brillance qui fixe le maquillage tout au long de la journée. Il suffit d'un coup de «pschitt» pour obtenir un fini mat velouté, naturel et éclatant.

«Light Velvet Air Mist» est le meilleur spray rafraîchissant approuvé par des professionnels, qui permet de neutraliser la brillance et de révéler la personnalité de vos clientes.

www.makeupforever.com

